

A 848

Injektordüse

mit Auflage, zur Reinigung von Messkolben.



- Für Messkolben bis 5 L
- Länge Düse: 350 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516854234 / Materialnummer: 12665120 / Alte Materialnummer: 69684801D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Injektordüse	•
--------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	350
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	20
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	70
Außenmaß, Bruttobreite in mm	185
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	360
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,32