

A 860
Haltegitter
für Injektormodul A 300/2 und A 300/3.



- Einteilung: 2x4 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 300/2 und A300/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516855118 / Materialnummer: 12665410 / Alte Materialnummer: 69686001D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	114
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	250
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	255
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,89