

A 150

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Unterkorb mit zwei Modulkopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungsmaße: H 235 (bei Nutzung mit A 100), B 494, L 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materialnummer: 12666330 / Alte Materialnummer: 69615001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulkopplung	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	154
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	546
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	175
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,63
Bruttogewicht in kg	3,29