

A 151

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- Bestückungsbreite: 490 mm, -tiefe: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 / Alte Materialnummer: 69615101D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Aufbereitung von Lungenautomaten	•

A 151

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.



EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 / Alte Materialnummer: 69615101D

Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	1,84
Bruttogewicht in kg	2,40