


A 201
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Sets.



- 8 Düsen m. federnden Auflagen, für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- 15 Injektordüsen für Intubationsmaterial

EAN: 4002516854005 / Materialnummer: 12667090 / Alte Materialnummer: 69620101D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Kapazität	
AN-Sets [Anzahl]	3
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	790
Außenmaß, Bruttobreite in mm	715
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	8,97
Bruttogewicht in kg	10,27
Beipack	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	2
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	6
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	15