

A 202  
Wagen  
zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Aufnahmerahmen: entnehmbar zur Aufbereitung höheren Spülguts
- 6 zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mittels Luer-Lock-Verbind.
- Mit eingebautem Sprüharm
- Die Bestückungsmaße der verschiedenen Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002516854043 / Materialnummer: 12667130 / Alte Materialnummer: 69620201D

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8636 [IPC]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen für Siebschalen	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	223
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	570
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	6,05
Bruttogewicht in kg	6,76