


A 9/1

Lochblechunterlage

zur schonenden Reinigung empfindlicher Spülgüter durch Brechung des Spülstrahls.



- Ausstanzung 7 x 7 mm, Steg 3 mm

EAN: 4002516854029 / Materialnummer: 12667330 /

Alte Materialnummer: 69500903D

#### Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

#### Gerätezugehörigkeit

PG 8527 •

#### Produktkategorie

Unterlage •

#### Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

1

Außenmaß, Nettobreite in mm

773

Außenmaß, Nettotiefe in mm

573

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

10

Außenmaß, Bruttobreite in mm

580

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

740

Nettogewicht in kg

1,69

Bruttogewicht in kg

2,08