

E 139/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 200 mm.

EAN: 4002516854036 / Materialnummer: 12667390 / Alte Materialnummer: 69513903D



- Geeignet für Reagenzgläser bis 12 x 200 mm Größe
- In 6 Flächen aufgeteilt
- Maschenweite 9 x 9 mm
- Einsetzbar im Unterkorb
- Einschließlich Deckel A 13

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	200
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	243
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	1,21
Beipack	
A 13 Deckel [Anzahl]	1