

A 204 Wagen zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Ebene 1: geeignet zur Aufnahme von Einsätzen
- Ebene 2 rechts: 22 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 2 links: 11 Luer-Lock-Adapter, männlich, horizont. Schlauch
- Mit eingebautem Sprüharm
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN: 4002516854821 / Materialnummer: 12667790 / Alte Materialnummer: 69620401D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategorie

Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter

•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium

•

Kapazität

OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]

2-4

Beipack

E 476 Aufnahme [Anzahl]

1

E 477 Anschlag [Anzahl]

1