

A 300/2

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von Laborglas - ausrüstbar mit 8 Düsen.



- Geeignet für div. Laborglas wie Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Modul ohne Injektordüsen – Bestückung nach individuellem Bedarf
- Für bis zu 8 Injektordüsen
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Düsenabstand 118 mm in der Breite, 118 mm in der Tiefe
- Besonders geeignet für A 840 und A 841 (Düsendurchmesser 6 mm)

EAN: 4002516853954 / Materialnummer: 12668780 /

Alte Materialnummer: 69630004D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]	8
------------------------	---

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	72
Außenmaß, Nettobreite in mm	133
Außenmaß, Nettotiefe in mm	479
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,25
Bruttogewicht in kg	1,64