


A 303

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Pipetten.



- Geeignet für z. B. 98 Mess- und Vollpipetten
- Höhe des Halterrahmens: 150 mm
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 150 und APLW 106
- Bestückungshöhe ohne Oberkorb: 450 mm (mit Unterkorb A 150)

EAN: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 / Alte Materialnummer: 69630301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	98
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,08