

E 458

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Schraubkappensaugern.



- Geeignet für 36 Schraubkappensauger
- 36 Fächer á ?? x ??
- Ausgestattet mit einem klapp- und verschließbaren Deckel

EAN: 4002516854265 / Materialnummer: 12669800 /
Alte Materialnummer: 69545802D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz	•
-------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	36

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Babyflaschen	•
-------------------------------	---

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	63
Außenmaß, Nettobreite in mm	215
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	230
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	465
Nettogewicht in kg	1,50
Bruttogewicht in kg	1,77