

A 603
Aufsatz
zur Erweiterung des Wagens A 500 auf 2 Ebenen.



- Mit Sprüharm

EAN: 4002516854432 / Materialnummer: 12669820 /
Alte Materialnummer: 69660302D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl, Kunststoff

Farbe Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl] 3

SPRI-Siebschalen [Anzahl] 2

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 565

Außenmaß, Nettobreite in mm 640

Außenmaß, Nettotiefe in mm 790

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 560

Außenmaß, Bruttobreite in mm 715

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 860

Nettogewicht in kg 6,93

Bruttogewicht in kg 17,13