


A 605

Modul

zur optimalen Aufbereitung von Röhrchen, Vials, Reagenzgläsern etc.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Einsetzbar im Wagen A 503

EAN: 4002516854074 / Materialnummer: 12669870 / Alte Materialnummer: 69660501D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser •

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials •

Aufbereitung von Reagenzgläsern •

Aufbereitung von Laborglas •

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Kapazität

Reagenzgläser [Anzahl]

98

Vials [Anzahl]

98

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

158

Außenmaß, Nettobreite in mm

254

Außenmaß, Nettotiefe in mm

604

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

190

Außenmaß, Bruttobreite in mm

288

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

620

Nettogewicht in kg

2,84

Bruttogewicht in kg

3,31