

E 466

Injektordüse

zur optimalen Aufnahme von Atembeuteln 8 x 333 mm.



EAN: 4002516854920 / Materialnummer: 12669890 /
Alte Materialnummer: 69746602D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategorie

Sonstiges Zubehör	•
-------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
---	---

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettotiefe in mm	333
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00