

E 479

Aufnahme

für Microinstrumentarium mit bis zu 4 mm Ø.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 50 Stück pro Beutel

EAN: 4002516854067 / Materialnummer: 12669910 / Alte Materialnummer: 69747902D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	5
Außenmaß, Nettobreite in mm	21
Außenmaß, Nettotiefe in mm	21
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,08