

## A 612 Modul

zur optimalen Aufbereitung von großvolumigem Laborglas.



- Individuell bestückbar mit Injektordüsen
- Geeignet für Laborflaschen 2-10 l, Rundkolben 2-6 l
- Geeignet für Erlenmeyerkolben 2-5 l, Messkolben 2-5 l
- Einsetzbar in Wagen A 503

EAN: 4002516854173 / Materialnummer: 12670000 / Alte Materialnummer: 69661201D

### Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

### Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

### Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser •

Modul für großvolumiges Laborglas •

### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

### Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

### Kapazität

Großvolumiges Laborglas [Anzahl]

4

### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

221

Außenmaß, Nettobreite in mm

253

Außenmaß, Nettotiefe in mm

608

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

253

Außenmaß, Bruttobreite in mm

293

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

648

Nettogewicht in kg

3,23

Bruttogewicht in kg

3,75