


A 613 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Voll- und Messpipetten.



- Geeignet für 98 Pipetten
- Geeignet für Messpipetten mit einem Volumen von 1-50 ml
- Geeignet für Vollpipetten mit einem Volumen von 1-100 ml
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Kapazität ist abhängig vom max. Durchmesser der Pipetten

EAN: 4002516854128 / Materialnummer: 12670020 / Alte Materialnummer: 69661301D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Pipetten •

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Pipetten/Vials •

Aufbereitung von Laborglas •

Kapazität

Pipetten [Anzahl]

98

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

194

Außenmaß, Nettobreite in mm

254

Außenmaß, Nettotiefe in mm

604

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

217

Außenmaß, Bruttobreite in mm

283

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

615

Nettogewicht in kg

2,69

Bruttogewicht in kg

3,05