

E 803

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Ohren- und Nasenspekula.

EAN: 4002516854715 / Materialnummer: 12670290 / Alte Materialnummer: 69580302D



- 160 Fächer ca. 13 x 13 mm
- Maschenweite Boden: 1,7 mm
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für HNO-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	160
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	63
Außenmaß, Nettobreite in mm	165
Außenmaß, Nettotiefe in mm	317
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	132
Außenmaß, Bruttobreite in mm	233
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	484
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	1,07