

A 620

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 10 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 10 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503 und Wagen APLW 511
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516853909 / Materialnummer: 12678100 / Alte Materialnummer: 69662001D

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum-Laborspüler | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Enghalsgläser | • |
| Einsatz für diverse Flaschen | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 113 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 133 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 608 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 145 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 150 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 620 |
| Nettogewicht in kg | 1,59 |
| Bruttogewicht in kg | 1,82 |