

A 621

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 20 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 20 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516855125 / Materialnummer: 12678110 / Alte Materialnummer: 69662101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	20
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	113
Außenmaß, Nettobreite in mm	173
Außenmaß, Nettotiefe in mm	608
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	208
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	645
Nettogewicht in kg	1,93
Bruttogewicht in kg	2,27