

E 936

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 15 Lampengriffen.



EAN: 4002516854326 / Materialnummer: 12678190 / Alte Materialnummer: 69593602D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten,
Medizin

•

Gerätezugehörigkeit

G 7823

•

G 7824

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

Produktkategorie

Sonstiger Einsatz

•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von OP-Instrumenten

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Kapazität

Lampengriffe [Anzahl]

15

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

90

Außenmaß, Nettobreite in mm

245

Außenmaß, Nettotiefe in mm

500

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

135

Außenmaß, Bruttobreite in mm

277

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

529

Nettogewicht in kg

0,64

Bruttogewicht in kg

1,05