

E 975/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002516853916 / Materialnummer: 12678470 / Alte Materialnummer: 69597504D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>   |           |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor                      | •         |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>  |           |
| PG 8527   | •         |
| PG 8528   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>   |           |
| Wagen für Einsätze  | •         |
| Wagen zur Aufnahme von Siebschalen  | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |           |
| Material  | Edelstahl |
| Farbe   | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>  |           |
| Aufbereitung von Laborglas  | •         |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten  | •         |
| <b>Kapazität</b>  |           |
| DIN-Siebschalen [Anzahl]  | 6         |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl]   | 4         |
| <b>Maße und Gewicht</b>   |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm   | 426       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 636       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm  | 790       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm  | 790       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm  | 715       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm   | 860       |
| Nettogewicht in kg  | 11,40     |
| Bruttogewicht in kg   | 28,60     |
| <b>Beipack</b>  |           |
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]   | 1         |