

A 622

Injektormodul

zur optimalen Aufbereitung von Laborglas, mit 36 Injektorplätzen.



- Individuell bestückbar mit max. 36 Düsen
- Einsetzbar in Wagen A 503
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516854531 / Materialnummer: 12678490 / Alte Materialnummer: 69662201D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Enghalsgläser

•

Einsatz für diverse Flaschen

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Bestandteil des EasyLoad-Systems

•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

Kapazität

Enghalsgläser [Anzahl]

36

Flaschen [Anzahl]

36

Rundkolben [Anzahl]

36

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

113

Außenmaß, Nettobreite in mm

204

Außenmaß, Nettotiefe in mm

608

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

145

Außenmaß, Bruttobreite in mm

222

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

629

Nettogewicht in kg

2,22

Bruttogewicht in kg

2,60