


A 623

Modul

zur optimalen Aufnahme von Messzylindern.



- Bestückt mit 4 Düsen
- Für Messzylinder mit 1-2 l Kapazität
- Schwenkbare Auflagen für ein leichtes Handling

EAN: 4002516853893 / Materialnummer: 12678510 / Alte Materialnummer: 69662301D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Messzylinder •

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

Aufbereitung von Messzylindern •

Kapazität

Messzylinder [Anzahl]

4

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

437

Außenmaß, Nettobreite in mm

255

Außenmaß, Nettotiefe in mm

608

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

269

Außenmaß, Bruttobreite in mm

400

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

615

Nettogewicht in kg

2,42

Bruttogewicht in kg

3,42