

FP 900

Sockel

inkl. Bodenwanne und Durchbrüchen für Ablaufinstallationen.



- Geeignet für 2-türige Geräte mit einer Breite von 900 mm
- Rahmen mit eingebauter Auffangwanne aus Edelstahl
- Geeignet für Geräte mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe

EAN: 4002516854548 / Materialnummer: 12678670 / Alte Materialnummer: 69253010D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8616 •

Produktkategorie

Unterbau/Sockel •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl

Farbe Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 100

Außenmaß, Nettobreite in mm 900

Außenmaß, Nettotiefe in mm 990

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 155

Außenmaß, Bruttobreite in mm 935

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 1040

Nettogewicht in kg 25,80

Bruttogewicht in kg 27,80