

A 805

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente, chirurgisches Klammern (Si)

EAN: 4002516854272 / Materialnummer: 12680080 /
Alte Materialnummer: 69680502D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	92
Außenmaß, Nettobreite in mm	41
Außenmaß, Nettotiefe in mm	165
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	73
Außenmaß, Bruttobreite in mm	163
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	0,30