


A 807

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.

EAN: 4002516854685 / Materialnummer: 12680120 / Alte Materialnummer: 69680702D



- Für Spezialinstrumente, Präparierklemmen, ältere Generation, S/Si

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	77
Außenmaß, Nettobreite in mm	41
Außenmaß, Nettotiefe in mm	165
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,16
Bruttogewicht in kg	0,24