

MF/3

Transportwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.

EAN: 4002516853817 / Materialnummer: 12680170 / Alte Materialnummer: 69200119D



- Für ein einfaches Handling der Instrumentenwagen
- Per Fußdruck zu bedienende Hubtechnik
- Ausgestattet mit 2 feststellbaren Laufrollen
- Einfahrhöhe 751 mm, +/- 100 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1182
Außenmaß, Nettobreite in mm	660
Außenmaß, Nettotiefe in mm	807
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	770
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	34,20
Bruttogewicht in kg	55,80