

UGT 44-60/85

Sockel, geschlossen, mit Tür  
für ein ergonomisches Be- und Entladen der Maschine.



- Bietet die Möglichkeit zum Verstauen von z. B. Prozesschemikalien

EAN: 4002516854906 / Materialnummer: 12680260 /  
Alte Materialnummer: 69506002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Unterbau/Sockel	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	468
Außenmaß, Bruttobreite in mm	568
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	18,20
Bruttogewicht in kg	19,80