

TC 1150

Aufsatzverkleidung

für 1150 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.



- Inklusive abschließbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

EAN: 4002516853848 / Materialnummer: 12680670 /  
Alte Materialnummer: 69252005D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Abdeckung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1002
Außenmaß, Nettobreite in mm	835
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1002
Außenmaß, Bruttobreite in mm	860
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	60,13
Bruttogewicht in kg	75,13