

## TC 900

### Aufsatzverkleidung

für 900 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.



- Inklusive abschließbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

EAN: 4002516854524 / Materialnummer: 12680680 /

Alte Materialnummer: 69252006D

#### Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

#### Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

#### Produktkategorie

Abdeckung •

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

840

Außenmaß, Nettobreite in mm

845

Außenmaß, Nettotiefe in mm

1045

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

990

Außenmaß, Bruttobreite in mm

860

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

1200

Nettogewicht in kg

48,90

Bruttogewicht in kg

63,90