

A 308

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 34 Einlegesohlen für OP-Schuhe.



- Geeignet für bis zu 34 Einlegesohlen
- Zur Verwendung in Ober- oder Unterkorblafetten

EAN: 4002516855415 / Materialnummer: 12683170 / Alte Materialnummer: 69630801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	71
Außenmaß, Nettobreite in mm	475
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,14
Bruttogewicht in kg	2,00