

A 500
Wagen
mit 1 Ebene zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit A 603 erweiterbar auf 2 Ebenen

EAN: 4002516855026 / Materialnummer: 12684430 /
Alte Materialnummer: 69650002D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	3
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	153
Außenmaß, Nettobreite in mm	650
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	655
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	810
Nettogewicht in kg	6,02
Bruttogewicht in kg	7,36