

A 501

Wagen

mit 4 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit Einschüben A 601 erweiterbar auf 5 oder 6 Ebenen

EAN: 4002516855361 / Materialnummer: 12684440 / Alte Materialnummer: 69650102D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Produktkategorie

Wagen für Einsätze

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

18

SPRI-Siebschalen [Anzahl]

12

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

659

Außenmaß, Nettobreite in mm

650

Außenmaß, Nettotiefe in mm

710

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

710

Außenmaß, Bruttobreite in mm

800

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

860

Nettogewicht in kg

21,00

Bruttogewicht in kg

32,80