

A 503  
Wagen  
ohne Ebenen, zur Reinigung von Laborgläsern/-utensilien.



- Zur Aufnahme von Modulen und Einsätzen
- Je nach Höhe können bis zu 6 Module eingesetzt werden
- Obere Leiste sowie obere Strebe entfernbar

EAN: 4002516854784 / Materialnummer: 12685380 /  
Alte Materialnummer: 69650302D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen mit Modulankopplung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	790
Außenmaß, Bruttobreite in mm	715
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	11,40
Bruttogewicht in kg	22,20