

E 491

Einsatz

zur optimalen Aufnahme rotierender Instrumente.



- Geeignet für 18 Turbinenschäfte
- Geeignet für 30 Winkelstückschäfte
- Auch geeignet für rotierende Instrumente z.B. der Podologie

EAN: 4002516855194 / Materialnummer: 12686260 / Alte Materialnummer: 68549103D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Schäfte [Anzahl]	48
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	1,00