

A 506

Wagen

mit 4 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN: 4002516855200 / Materialnummer: 12686270 / Alte Materialnummer: 69650601D

## Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

## Gerätezugehörigkeit

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

## Produktkategorie

Wagen für Einsätze

•

## Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

## Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas

•

Aufbereitung von Siebschalen

•

Aufbereitung von diversen Utensilien

•

## Kapazität

DIN-Siebschalen [Anzahl]

12

SPRI-Siebschalen [Anzahl]

8

## Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

555

Außenmaß, Nettobreite in mm

650

Außenmaß, Nettotiefe in mm

790

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

715

Außenmaß, Bruttobreite in mm

800

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

860

Nettogewicht in kg

19,16

Bruttogewicht in kg

29,96