

Steam condenser heat recovery
Dampfkondensator
mit Wärmerückgewinnung für PLW86xx.



- Zur optimalen Entfeuchtung und Kühlung der Abluft
- Ressourcenschonung dank Wärmerückgewinnung & Wassereinsparung
- Nur in Verbindung mit Trocknungsaggregat & Vorheiztank nutzbar
- Die Installation erfolgt durch den Miele Werkkundendienst

EAN: 4002516860358 / Materialnummer: 12687160 / Alte Materialnummer: 69251401D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	385
Außenmaß, Bruttobreite in mm	610
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	775
Nettogewicht in kg	36,60
Bruttogewicht in kg	39,60