

SC

Dampfkondensator

zur optimalen Entfeuchtung und Kühlung der Abluft.



- Nur in Verbindung mit Trocknungsaggregat nutzbar
- Möglichkeit zum Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf

EAN: 4002516855378 / Materialnummer: 12687850 / Alte Materialnummer: 69251301D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produkteigenschaften

Material Edelstahl

Maße und Gewicht

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 620

Außenmaß, Bruttobreite in mm 385

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 770

Nettogewicht in kg 33,40

Bruttogewicht in kg 37,00