

ADP 86

Modul

mit externer Druckerhöhungspumpe für druckloses vollentsalztes Wasser.



- Zum Ausgleich von bauseitig zu niedrigem Druck bei VE-Wasser

EAN: 4002516873969 / Materialnummer: 12711800 / Alte Materialnummer: 69224100D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor

•

Thermodesinfektoren

•

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Produktkategorie

Zubehör für Unterbaugeräte

•

Sonstiges Zubehör

•

Produkteigenschaften

Material

Kunststoff, Edelstahl

Farbe

Weiß

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl

1

Nullleiter

N

AC/DC

AC

Spannung in V

220-240

Frequenz in Hz

50

Gesamtanschluss in kW

0,25

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

235

Außenmaß, Nettobreite in mm

180

Außenmaß, Nettotiefe in mm

300

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

320

Außenmaß, Bruttobreite in mm

210

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

390

Nettogewicht in kg

7,38

Bruttogewicht in kg

8,23