

APWD 331
 Siebtray
 flach, mit 3 Silikonstegen.



- Große Perforation und minimaler Spülschatten
- Ideale Anordnung und Fixierung der Instrumente im Tray
- Komfortables Öffnen/ Schließen mit einer Hand
- Außenmaße H/B/T: 30 x 125 x 188 mm

EAN: 4002516909934 / Materialnummer: 12752230 / Alte Materialnummer: 69633100D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebtrays	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Gelb
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	125
Außenmaß, Nettotiefe in mm	188
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	50
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,29
Bruttogewicht in kg	0,31