

APWD 333
 Siebtray
 hoch, mit 3 Silikonstegen.



- Große Perforation und minimaler Spülschatten
- Ideale Anordnung und Fixierung der Instrumente im Tray
- Komfortables Öffnen/ Schließen mit einer Hand
- Passend in Sterilgutcontainer APWD 335
- Maße: 273 x 176 x 41 mm

EAN: 4002516909453 / Materialnummer: 12752420 /
 Alte Materialnummer: 69633300D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Siebtrays	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Gelb
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	41
Außenmaß, Nettobreite in mm	176
Außenmaß, Nettotiefe in mm	273