

APH 597
Farbtransferband
für Labeldrucker APH 551.



EAN: 4002516889915 / Materialnummer: 12808880 / Alte Materialnummer: 68817007D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	63
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	107
Nettogewicht in kg	0,04
Bruttogewicht in kg	0,07