

APFD 200/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.



**Image
in progress**

- Geeignet für die sichere Aufnahme von 6 Lungenautomaten
- Zubehör: 2 Kleinteilekörbe mit je 3 farblich markierten Fächern
- Atemluftanschluss und Druckluftindikator
- Anschluss via Schnellkupplungen (kompatibel mit Parker Rectus 25)
- Einsetzbar in die Körbe A 101 und A 151

EAN: 4002516936831 / Materialnummer: 12904920 /
Alte Materialnummer: 67020003D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Produktkategorie	
Einsatz für Lungenautomaten	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Druckluftindikator	•
Kapazität	
Lungenautomaten [Anzahl]	6
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	164
Außenmaß, Nettobreite in mm	474
Außenmaß, Nettotiefe in mm	452
Nettogewicht in kg	1,11
Bruttogewicht in kg	2,22