

## Guard S1 Performance Bodenstaubsauger mit Beutel hohe Saugkraft | leicht & kompakt | in modernen Trendfarben | höhenverstellbar



- ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards
- Ergonomischer Handgriff: Für eine komfortable Handhabung
- 99,99%\* Staubrückhaltevermögen durch AirClean Filter
- Langlebig: Auf 20 Jahre\*\* Lebensdauer getestet
- 10 m Aktionsradius: Mühelose Reinigung größerer Flächen
- Mühelose Handhabung dank leichtem und kompaktem Design
- Höhenverstellbares EasySlide-Teleskoprohr

\* Nach IEC 62885-2:2021

\*\* Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN: 4002516938040 / Materialnummer: 12907330 /  
Alte Materialnummer: 41TEI036CE

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	Guard S1 Performance
Materialnummer Hersteller	12907330
EAN-Nummer	4002516938040
Bauform	
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•
Produktmarke	Guard S1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	STEIO
Design	
Farbe	Brillantweiß
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
XXL-Handgriff	•
Saugrohr	Teleskoprohr EasySlide midsize
Park-System für Saugpausen	•
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
3-Punkt-Lenkung	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	7,5
Filtersystem	
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean Pure TU
Staubbeutelvolumen in l	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Motorschutzfilter	•
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Automatische Staubbeutelpositionierung	•
Möbelschutz	•
Technische Daten	
Wattleistung	800
Lautstärke in dB	76,0
Breite in mm	425
Höhe in mm	230
Tiefe in mm	24,50
Gewicht in kg	6,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Zubehöraufbewahrung	am VarioClip
Fugendüse	•
Extralange, flexible Fugendüse SFD 20	•
Saugpinsel	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Bodenbürste SBD 680 FlexTeQ	•
Staubsaugerbeutel HyClean Pure TU	•