

FoodProbe 3+4

Speisethermometer

misst die Temperatur direkt im Gargut – zuverlässig und präzise.

EAN: 4002516958642 / Materialnummer: 12911840 /
Alte Materialnummer: 33996058INT1



- Lange Edelstahlspitzen für eine präzise Messung
- Benachrichtigung erhalten, sobald der Garpunkt erreicht ist – FoodProbe Alert
- Übermittelt die Gartemperatur im Grillgut an das Grill-Display und die App
- Optimale Kabellänge um den gesamten Garraum erreichen zu können
- Für die Miele Fire Gasgrills entwickelt: bis zu vier Speisethermometer
- Inhalt: 2 Stück