

E 315/1
VE Einwegharze
zur Regeneration von Vollentsalzungspatronen

EAN: 4002516957515 / Materialnummer: 12945010 / Alte Materialnummer: 69431502D



- Für den Einsatz in der Leerpatrone LP 2800/1
- 20 Liter homogen gemischte Harze
- Karton mit 2 Beuteln á 10 Liter
- Vakuumdicht in Kunststoffsäcken eingeschweißt
- Einschließlich Filtersack für Austausch

Produktzugehörigkeit

Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•

Gerätezugehörigkeit

PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315/1
VE Einwegharze
zur Regeneration von Vollentsalzungspatronen

EAN: 4002516957515 / Materialnummer: 12945010 / Alte Materialnummer: 69431502D



PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	285
Außenmaß, Bruttobreite in mm	260
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	440
Nettogewicht in kg	13,77
Bruttogewicht in kg	14,27