

APLW 923 RFK 3rd int DC5 50Hz

Nachrüstsatz

für dritte interne Dosierpumpe für Prozesschemikalien (90 cm breite Geräte)



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst, Zusatzkosten möglich

EAN: 4002516973089 / Materialnummer: 12976550 /

Alte Materialnummer: 69692300DAC

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683 CD	•
PWD 8682 CD	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Dosiersystem	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	260
Nettogewicht in kg	0,82
Bruttogewicht in kg	0,97