

APLW 928 RFK FS 60

Nachrüstsatz

Deckel und Rückwand für Untertischgeräte (60 cm breit)



- Passend für Geräte, die freistehend aufgestellt werden sollen
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst, Zusatzkosten möglich

EAN: 4002516981954 / Materialnummer: 12976630 /

Alte Materialnummer: 69692800DAC

Produktzugehörigkeit	
Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	85
Außenmaß, Bruttobreite in mm	790
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1000
Nettogewicht in kg	9,63
Bruttogewicht in kg	13,20